

マスクシリーズ

優れた肌ざわり・フィット感・バリア性を実現

サージカルフェイスマスク

仕様：不織布3層



高性能フィルターを使用したループタイプのサージカルマスク。樹脂製ノーズピースを使用。BFE \geq 99%、PFE \geq 99%、 $\Delta P \leq 2.9\text{mmH}_2\text{O}/\text{cm}^2$

商品コード	商品名	色	サイズ	入数	包装
14731	サージカルフェイスマスク	ホワイト	175×90mm	2,000枚	50枚×40箱
14732		ブルー			
14733		ピンク			
14741	サージカルフェイスマスク・S	ホワイト	145×90mm		
14743		ピンク			

F99 サージカルマスク

仕様：不織布3層



口元側に肌触りの良い不織布を使用したループタイプのサージカルマスク。よりフィット感のある金属製ノーズピースを使用。BFE \geq 99%、PFE \geq 99%、 $\Delta P \leq 3.3\text{mmH}_2\text{O}/\text{cm}^2$

商品コード	商品名	色	サイズ	入数	包装
14601	F99 サージカルマスク	ホワイト	175×90mm	2,000枚	50枚×40箱
14602		ブルー			
14603		ピンク			
14611	F99 サージカルマスク・S	ホワイト	145×90mm		
14613		ピンク			

アルファマスク 3P

仕様：不織布3層

日本製



不織布を用いた特殊フィルター使用の3層構造で、高いバリア性を実現。BFE \geq 99%、PFE \geq 99%、 $\Delta P \leq 2.5\text{mmH}_2\text{O}/\text{cm}^2$

商品コード	商品名	色	サイズ	入数	包装
14511	アルファマスク 3P	ホワイト	175×90mm	2,000枚	50枚×10箱×4箱
14512		ブルー			
14513		ピンク			

*BFE:細菌濾過効率, PFE:微粒子濾過効率, ΔP :圧力損失 ; 数値は当社試験データ

マスクの着用方法

顔とマスクの間にすき間ができてしまうと本来の性能が得られません。着用方法に従って、鼻からあごを覆うように正しく装着してください。



1 ノーズピースのある方を上にプリーツが上を向いている面を口側にあててください。



2 ゴムひもを無理なくひっぱって耳にかけてください。



3 ノーズピースを鼻の両側で押さえてピッタリとフィットさせてください。




4 下側を引きプリーツを充分伸ばして、鼻からあごまで覆うようにしてください。

サージカルオペマスク 仕様：不織布3層

サージカルマスク 3P 仕様：不織布3層



高性能フィルターを使用したリーズナブルなサージカルマスク。
BFE \geq 99%、PFE \geq 99%、 Δ P \leq 2.9mmH₂O/cm²



特殊フィルター使用の3層構造で、よりいっそう高いバリア性を実現。
BFE \geq 99%、PFE \geq 99%、 Δ P \leq 2.5mmH₂O/cm²

商品コード	商品名	色	サイズ	入数	包装
14751	サージカルオペマスク	ホワイト	175×90mm	1,000枚	50枚×20箱
14515	サージカルマスク 3P	ブルー	180×90mm		

エバーマスクシリーズ

日本製



マスクに最適な濾過構造を有し、除塵力に優れるポリウレタンフォーム特殊処理素材を使用。
ニューエバーマスクはカイノール活性炭入り防臭マスクで、防臭剤のスペアもご用意しました。

ペーパーマスク

仕様：紙製2層



2枚重ねフィルターによる高い除塵効果を実現したディスプレイザブルペーパーマスク。

商品コード	商品名	色	仕様	入数	包装
14100	エバーマスク	アイボリー	ポリウレタンフォーム	200枚	1枚袋×50×4箱
14101		ブルー			
14102		ピンク			
14016	ニューエバーマスク (防臭マスク)	ホワイト	カイノール活性炭入	50枚	1枚袋×25×2箱
14019	防臭剤スペアパック	—	カイノール活性炭	50枚	1枚袋×50袋

商品コード	商品名	色	サイズ	入数	包装
14303	ペーパーマスク 2P	ホワイト	195×75mm	5,000枚	100枚×50箱

販売元

issho
日昭産業株式会社
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4階
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

NS MASK

NSアイソレーションマスク


高いバリア性とコストパフォーマンスを実現



性能データ：BFE \geq 98%、PFE \geq 98%、 $\Delta P < 4$ mm H₂O/cm

特徴

- 高性能フィルターを使用した不織布3層構造イヤーループタイプのサージカルマスクです
- ソフトな肌ざわりと優れたフィット感で、長時間の使用にも最適です。
- 衛生的なバージンパルプ化粧箱に60枚包装いたしました。



マスクの着用方法 「Nissho」ロゴマークが外側に表示されるように装着してください。



1
ノーズピースのある方を上に、プリーツが上を向いてる面を口側にあててください。



2
ゴムひもを無理なくひっぱって耳にかけてください。



3
ノーズピースを鼻の両側で押さえてピッタリとフィットさせてください。



4
下側を引きプリーツを充分伸ばして、鼻からあごまで覆うようにしてください。

※顔とマスクの間にすき間ができてしまうと本来の性能が得られません。 ※着用方法に従って、鼻からあごを覆うように正しく装着してください。

商品コード	商品名	色	サイズ	入数	包装
14801	NSアイソレーションマスク	ホワイト	175×90mm	3,000枚	60枚×50箱
14802		ブルー			
14813	NSアイソレーションマスク・S	ピンク	145×90mm		

販売元

Nissho
日昭産業株式会社
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4階
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

NS

MASK

NSフェイスマスク

顔への密着性が良く、ジャストフィットするマスク

形状を維持し、
顔と隙間がでにくい
金属入りノーズピース

耳が痛くなりにくいソフトな平ゴム
(ラテックスフリー)

呼吸がしやすく、
毛羽立ちにくい不織布

顔の形状にフィット
するアール(半円)型
のサイドシール

表と裏がわかりやすい
ロゴマーク



特徴

- 高性能フィルターを使用した不織布3層構造イヤーループタイプのサージカルマスクです。
- マスク両端の溶着形状の工夫によりマスクと顔との密着性が良くなりました。
- 衛生的なバージンパルプ化粧箱に経済的な50枚包装にいたしました。

米国の医療用マスク規格 ASTM F2100-11
レベル1に適合したサージカルマスク

試験内容	規格値
細菌濾過効率：BFE	> 98%
微粒子捕集効率：PFE	> 98%
圧力損失：ΔP	< 4mmH2O/cm2
延焼	クラス1
人工血液バリア性	80mmHg

マスクの着用方法 「Nissho」ロゴマークが外側に表示されるように装着してください。



1
ノーズピースのある方を上に、ブリーツが上を向いている面を口側にあててください。



2
ゴムひもを無理なくひっぱって耳にかけてください。



3
ノーズピースを鼻の両側で押さえてピッタリとフィットさせてください。



4
下側を引きブリーツを充分伸ばして、鼻からあごまで覆うようにしてください。

※顔とマスクの間にすき間ができてしまうと本来の性能が得られません。 ※着用方法に従って、鼻からあごを覆うように正しく装着してください。

商品コード	商品名	色	サイズ	入数	包装
14851	NSフェイスマスク	ホワイト	175×90mm	3,000枚	50枚×60箱
14852		ブルー			
14853		ピンク			
14861	NSフェイスマスク・S	ホワイト	145×90mm		
14863		ピンク			

販売元

Nissho
日昭産業株式会社
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷ビル4階
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ

NS MASK

NSアイシールドマスク

液体飛散による汚染防止の様々な用途にご使用いただけます



特徴

- 高性能フィルターを使用した不織布3層構造イヤーループタイプのサージカルマスクです。
- マスク両端の溶着形状の工夫によりマスクと顔との密着性が良くなりました。
- 衛生的なバージンパルプ化粧箱に経済的な50枚包装にいたしました。

米国の医療用マスク規格ASTM F2100-11
レベル3に適合したサージカルマスク

試験内容	規格値
細菌濾過効率：BFE	≥ 98%
微粒子捕集効率：PFE	≥ 98%
圧力損失：ΔP	<5.0mmH2O/cm
人工血液不浸透性	160mmHg
延焼性	80mmHg

マスクの着用方法

※顔とマスクの間にすき間ができてしまうと本来の性能が得られません。 ※着用方法に従って、鼻からあごを覆うように正しく装着してください。

<着け方>

1



シールドの保護不織布を取り外し、中央の凹みに合わせて、ノーズピースを鼻の形に合わせて曲げてください。

2



ノーズピースの折り曲げた部分を鼻にあて、ゴムひもを無理なくひっぱって耳にかけてください。

3



マスク本体の下側を引き、プリーツを十分に伸ばして、あごまで覆うようにしてください。

<外し方>



シールド及びマスク本体の外側を触らないようにゴムひもを持って取り外してください。

商品コード	商品名	色	入数	包装
14771	NSアイシールドマスク	ブルー	300枚	50枚×6箱

販売元

nissho
日昭産業株式会社
メディカル・ヘルスケア・デンタル事業グループ

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4階
TEL:03-5472-1671 FAX:03-5472-1680
(土日祝を除く9:30~17:30)

■お求めは下記の代理店へ